
Férulas rígida enrollable PA-08



Manual de instrucciones



PROMEBA

EMERGENCY & RESCUE

Certificado de garantía del producto

Estimado cliente:

Le agradecemos sinceramente por la compra de nuestros productos para que pueda disfrutar mejor de los servicios de la compañía. Lea detenidamente cuando compre el manual del producto para conocer el uso adecuado y los métodos de mantenimiento:

1. Bajo uso normal (factores no humanos) daños causados por este producto, a partir de la fecha de compra, garantía de un año y servicio de por vida.
2. Durante el período de garantía, si tiene problemas de calidad, daños causados por factores no humanos, los usuarios pueden usar sus certificados de garantía y facturas, nuestra compañía proporcionará servicio gratuito de reparación o reemplazo (necesario en el caso).
3. Este certificado de garantía no será válido si el usuario lo modifica.
4. Los siguientes no son de rango libre de mantenimiento, la compañía tiene el derecho de no ofrecer reemplazo y servicio de garantía gratuito, pero puede proporcionar servicios de reparación, solo cobrar cargos por el costo de las piezas de repuesto.
A: No exigir las instrucciones de instalación o irregularidades causadas por la falla o daño
B: El funcionamiento incorrecto o los daños debidos a un desarmado o reparación no realizados por un oficial autorizado o no profesional.
C: Fallo o daño debido a fuerza mayor o comportamiento humano.
D: Los componentes del producto se consumen en piezas de desgaste normal (como cojines, cinturones de seguridad, desgaste de ruedas, etc.)
5. Vida útil: 3-5 años, los materiales pueden ser reciclados, sin contaminación

Guarde esta tarjeta de garantía y las facturas de compras relacionadas.

Registro de mantenimiento:

Date	Service Content	Serviceman

1 Alcance aplicable

Se utiliza principalmente en hospitales, ambulancias, estadios, personas con lesiones óseas.

2 Características

2.1 El producto está hecho de láminas de aleación de aluminio suave especial y materiales de espuma.

2.2 El estado inicial es suave y la forma se puede cambiar a mano, lo cual es conveniente de usar.

2.3 Se puede cortar con tijeras para adaptarse a diferentes partes del cuerpo y diferentes tipos de cuerpo.

2.4 La espuma cumple con las normas internacionales de seguridad y no es tóxica ni irritante.

2.5 rayos X permitidos



3 Parámetros técnicos

Modelo		PA-08
Tamaño desplegado		0.9*0.11 cm
Peso		0.4 kg
embalaje	Cantidad	60 pcs/CTN
	Medida	46*37*37 cm
	Peso bruto	10 kg

4 Método de uso

4.1 Determine la posición que debe fijarse, despliegue la férula e inicialmente forme la forma que se ajuste a la parte del cuerpo humano de acuerdo con las necesidades de la parte.

4.2 Coloque la férula en el área deseada y asegúrela firmemente.

5 Nota

5.1 El operador debe leer este manual con atención y seguir las instrucciones para familiarizarse con el correcto funcionamiento y mantenimiento de la férula. De lo contrario, la empresa no será responsable de los accidentes peligrosos.

5.2 Si el paciente tiene algún problema de uso, no se les permite ajustarse y deben informar al profesional.

6 Mantenimiento

6.1 Mantener limpio, incluida la desinfección.

7 Almacenamiento

- 7.1 Debe colocarse en un lugar donde esté protegido de la humedad y la corrosión.
- 7.2 No presione demasiado durante el transporte.