
Tabla de transferencia PA-235



Manual de instrucciones



PROMEBA
EMERGENCY & RESCUE

Uso:

La tabla de Transferencia PA-235 es la mejor herramienta para cambiar a los pacientes de la mesa de operaciones, el carrito, la cama, la mesa de tomografía computarizada, los cambios y la lactancia, para que el paciente pueda pasar la cama sin problemas y de manera segura, y reducir el dolor causado por el paciente. No solo evita daños innecesarios durante el proceso de traslado de pacientes, sino que también mejora la calidad de la atención, resuelve completamente las disputas y los riesgos causados por esto y reduce en gran medida la intensidad laboral del personal de enfermería.

Parámetro:

Medida: 170 * 50 cm

Peso : 2,3 Kg



Características:

Material del panel interno: carbonato de poliéster, con placa de PP y almohadilla de esponja en el interior. El paño exterior está hecho de material fácil de limpiar.

Características: Radiación permeable, fácil de usar, cuerpo flexible, aislamiento electrostático, fácil de limpiar

Instrucciones:

1 、 Primero, levante la altura del carro a la misma altura que la cama o la mesa de operaciones (la diferencia entre los dos no puede exceder los 15 cm), el carro está cerca de la cama, y una persona está a cada lado del carro. mesa de operaciones.

2 、 Cuando el paciente va de la cama al carrito, la persona que está a un lado de la cama sostiene el hombro y las nalgas del paciente y mueve suavemente el lado del paciente más de 30 grados. La otra persona se deslizará sobre el cuerpo del paciente. Con 1/3 o 1/4, la persona que está al lado de la cama sostiene el hombro y la cadera del paciente y lo empuja hacia abajo unos 45 grados. La otra persona también apoya el hombro y la cadera del paciente para evitar resbalones. Demasiado rápido, se produjo un accidente. Cuando el paciente pasa completamente la cama al carrito, la persona que está a un lado del carrito debe mover al paciente de lado y la otra persona saca la máquina de la cama para lograr una cama segura, estable y que ahorre trabajo.

3 Si hay una caída entre la cama y el carro (no puede superar los 15 cm), use las sábanas intermedias debajo del cuerpo del paciente al pasar la cama. La operación es aproximadamente igual a los pasos anteriores. Cuando mueva al paciente de lado, tome las dos esquinas de la sábana y colóquela en la cama. Cuando pasaron por la cama, los dos hombres levantaron las cuatro esquinas de la sábana del medio al mismo tiempo, empujando un lado hacia adelante y el otro lado tirando suavemente. Cuando el paciente está completamente sobre la cama, la cama se retira como en la operación anterior.

Nota:

- 1 、 Se requiere que el personal sea competente en el uso de easymove, para poder reproducir el efecto.
- 2 、 No debe haber espacio entre la cama y el carro, y la distancia no puede exceder de 15 CM.
- 3 、 Cuando pase la cama, debe bloquear las cuatro ruedas del carro para evitar cambiar el carro cuando pase la cama.
- 4 、 No utilice demasiada fuerza para mover las hojas hacia adelante o para evitar accidentes.

Limpieza y mantenimiento:

Se puede limpiar con un paño húmedo y no con un cepillo duro. La cubierta exterior se puede limpiar con 60 grados de agua y se puede esterilizar mediante cualquiera de los métodos de esterilización habituales.