

Camilla de rescate tipo nido PA-211




PROMEBA
EMERGENCY & RESCUE

Descripción general

¡ADVERTENCIA! NO EXCEDA LA CARGA DE TRABAJO ESPECIFICADA; ESTO PUEDE CAUSAR DAÑOS AL PACIENTE Y / O AL CAMBIADOR.

NOMBRES DE LAS PARTES PRINCIPALES

- 1) Camilla principal
- 2) cinturones 4pcs
- 3) Pies de fijación del tablero
- 4) Honda del helicóptero



OPERACIÓN Y USO

V.1 INSTRUCCIONES DE USO

- La camilla NF-B3 es exclusivamente para uso profesional.
- Use la camilla solo como se indica en este manual.
- Antes de poner la camilla en servicio regular, lea atentamente las instrucciones y practique los procedimientos de operación.
- Use la camilla solo cuando se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento.

V.2 POSICIONANDO LAS CORREAS

¡ADVERTENCIA! Compruebe el estado de la cuerda perimetral y si los nudos se sostienen bien.

La camilla NF-B3 tiene cuatro correas que se desprenden rápidamente para inmovilizar al paciente durante el transporte.

Posiciones del cinturón: un cinturón se usa para restringir el área del pecho, otro para restringir la pelvis y los otros dos para inmovilizar las piernas.

Los 4 cinturones de seguridad deben fijarse en camilla como foto A-B.



V.3 AJUSTE DE CINTURÓN

SIEMPRE avise al paciente cada vez que se realice algún ajuste.


Procedimiento de desprendimiento rápido: (Foto E)
Un lado es hebilla de plástico, otro lado es parte de inserción de hierro.

Afloje las correas como se muestra en la secuencia de fotos C-D-E.

En la foto D, presione el botón rojo para sacar la pieza de hierro hacia afuera.

Enganche las dos partes del cinturón hasta que escuche

El sonido insertado (clic).



V.4. JUNTA DE SEGURIDAD DE PIES

Fije los pies que sujetan el tablero a la camilla como se muestra en la foto F





V.5 LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE

¡ADVERTENCIA! La camilla debe ser operada por dos personas de estatura media en buenas condiciones físicas. En particular, los operadores deben poseer suficiente fuerza en la espalda, los brazos y las piernas para levantar, poner y empujar, además del buen equilibrio físico, los reflejos y la coordinación muscular. El movimiento de la camilla que sujeta al paciente debe realizarse con las correas inmovilizadoras cerradas y los dispositivos de seguridad insertados.

No son necesarias más instrucciones específicas para las operaciones de elevación y transporte del paciente en la camilla.

V.6 USO DE LA GOMA DEL HELICÓPTERO



¡ADVERTENCIA! Hay 4 unidades de honda de helicóptero, 2 más es el color amarillo usado para la parte inferior del cuerpo, 2 más corto es el color verde usado para la parte superior del cuerpo. (Foto G y H).



V. 7 FUNCIONAMIENTO DE LA GOMA DEL HELICÓPTERO

Conecte el cinturón de elevación y el gancho con la camilla juntos antes de levantar. Foto I, fijada el cinturón de seguridad a través. pequeño agujero, luego girar el botón abierto (foto K), y luego trabe el cinturón y el anillo juntos por gancho (foto I).

¡ADVERTENCIA! El movimiento de la camilla que sujeta al paciente debe realizarse con las correas inmovilizadoras cerradas y los dispositivos de seguridad insertados.



V.8 REQUISITOS PARA LOS OPERADORES Y SU ENTRENAMIENTO

Los operadores deben:

- Tener un conocimiento práctico del traslado de pacientes en emergencias.
- Ser físicamente capaz de ayudar a un paciente;
- Lea este manual y familiarícese con los procedimientos descritos;
- Familiarícese con la camilla NF-B1 antes de usarla en situaciones reales con un paciente real;
- Siga un programa de capacitación aprobado por la persona a cargo de la capacitación del Servicio de Emergencia Médica;
- Tener su entrenamiento verificado;
- Haga los ejercicios apropiados y tenga cuidado para evitar el riesgo de dañar su médula espinal.

I. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

VI.1 PRODUCTOS DE LIMPIEZA

¡ADVERTENCIA! Los agentes desinfectantes son corrosivos.

Observe escrupulosamente las instrucciones proporcionadas por el productor del agente de desinfección durante el uso. Siempre que sea posible, consulte al fabricante para obtener garantías sobre el grado de corrosión de las soluciones utilizadas. Es extremadamente importante seguir las especificaciones con respecto a la concentración, la temperatura y los tiempos de reacción.

Intervalos El usuario define los intervalos de desinfección que deben administrarse en función de los requisitos teniendo en cuenta la información proporcionada en este manual y las instrucciones que figuran en los productos de desinfección empleados.

VII. MANTENIMIENTO

VII.1 MANTENIMIENTO ORDINARIO

Verifique el ensanchador de la cesta después de usar o con mayor frecuencia si el producto se usa en condiciones de trabajo pesado. La inspección debe incluir la búsqueda de cualquier cosa que pueda comprometer la integridad y el funcionamiento correcto de las piezas dobladas o rotas del NF-B1, e, g. Durante la inspección es necesario llevar a cabo las mismas pruebas descritas en "Comprobar antes de la operación".

¡ADVERTENCIA! Si hay algún signo de daño, ponga la camilla fuera de servicio hasta que se hayan realizado las reparaciones o los reemplazos necesarios. Mantener un registro de las actividades de mantenimiento realizadas.

Cada 30 días:

- Limpie las piezas de goma con agua y purgador, enjuague y seque completamente;
- Todas las piezas desmontables incluyen los ganchos;
- Realizar un examen completo.

¡ADVERTENCIA! EN CASO DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LA SANGRE: Para reducir el riesgo de exposición durante el uso, siga las instrucciones de mantenimiento contenidas en este manual y las normas de seguridad del personal establecidas por la persona a cargo del Servicio de Emergencia Médica.

VII.2 ALMACENAMIENTO

El almacenamiento a largo plazo debe realizarse de acuerdo con las siguientes condiciones:

La camilla debe estar embalada;

El área de almacenamiento debe estar seca y no expuesta a la luz solar directa;
No apile más de seis artículos.

VII.3 AJUSTE DE LA CAMILLA A UN LADO

En caso de que la camilla se deba dejar de lado por un largo período, es necesario proteger las partes que podrían dañarse con los depósitos de polvo. Engrase las piezas que podrían dañarse por oxidación o secado excesivo.

VII.4 ELIMINACION

Si decide no usar la camilla por más tiempo, es necesario dejarla inactiva. También recomendamos que las partes que pueden ser una fuente de daño o peligro sean inofensivas. Evalúe la clase del objeto de acuerdo con los grados de disposición.
Deseche junto con el material de hierro y envíelo a los centros de eliminación de residuos apropiados. Si considera la camilla como un desperdicio especial, desmóntela y divídala en partes similares, luego deséchela de acuerdo con la legislación vigente.

VIII. CAMILLA

