

COLCHON DE VACIO

VACUUM MATTRESSES

PA-91



PA-187



SERIE 3000:

Descripción

Medidas
Ancho x Largo



- PA-187

100 X 205



- PA-91

80 X 210

OPCIONAL:



3001B BOMBA DE VACIO



1610 BOLSA TRANSPORTE
COLCHON VACIO

GARANTIA

La garantía de este producto será aplicable en reparaciones, cuando los daños no sean causados por una incorrecta manipulación o por un abuso o negligencia por parte del usuario. Los gastos de envío en el transporte para su reparación no están cubiertos. La reparación del producto o la devolución de su importe sólo se realizará en caso de deterioro total y entregando el defectuoso a PROMEBA. En caso de intento de reparación por parte del cliente la empresa distribuidora no se responsabilizará del arreglo y estará fuera de la garantía.

PERIODO DE GARANTÍA

PROMEBA garantiza que su producto está libre de defectos en el material utilizado y en la fabricación. El periodo de garantía es de 2 años a partir de la fecha de envío..

ESPECIFICACIONES

Los modelos PA-91 + PA-187 han sido diseñados para ayudar en la inmovilización de pacientes con posibles lesiones o fracturas.

Son radio transparentes.

Están compuestos por: una funda externa con asas y cierres para transporte y sujeción de los pacientes, y una cámara interna termo soldada rellena de esferas de polietileno. A dicha cámara interna se le extrae el aire mediante una válvula plástica.



Peso 6,65kg aprox.

Peso máx. carga 150kg



ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- El colchón de vacío es sólo para uso profesional
- Usarlo siguiendo las instrucciones contenidas en este manual
- Practicar el uso del colchón antes de ponerlo en servicio
- Debe ser usado como mínimo por dos operarios bien cualificados, pudiendo necesitarse hasta cuatro, cuando el transporte al paciente así lo requiera.
- En caso de transferir el colchón de vacío incluir este manual para un seguimiento del mantenimiento.
- En caso de levantar cargas que pesen más de 150Kg., no es posible utilizando sólo el colchón de vacío, puesto que no se garantiza una buena estabilidad y un soporte indeformable.
- Antes de cualquier movimiento asegurar al paciente con los cinturones de liberación rápida.
- No dejar al paciente sin asistencia sanitaria mientras sea transportado en el colchón.

MANTENIMIENTO

Lavar el colchón de vacío después de cada uso. Con ello se evitarán infecciones cruzadas por secreciones o residuos. Su limpieza se realizará con agua templada y detergente delicado, secar con un paño suave. Desinfectarlo con un producto apropiado para sangre (en caso de ser necesario).


USO DEL COLCHÓN

Desempaquetar el producto y revisar todos los componentes recibidos. Si el colchón ha sido dañado en el envío guarde el paquete o caja y contacte con su distribuidor durante las 48 horas siguientes.

El personal debe estar cualificado para determinar el procedimiento a seguir adecuado y equipo a usar.

Habrà un mínimo de 2 operarios para el uso del colchón pudiendo llegar a necesitarse 4.

-Verificar la uniformidad del granulado interior del colchón, en caso de que se encuentre encima de una superficie inestable o con irregularidades, se recomienda utilizar el colchón encima de la camilla de transporte.



-Colocar al herido según maniobras de rescate o utilizando una camilla cuchara. Colocar los pies del paciente a la altura de la válvula de vacío, dejando ésta de un modo que sea de fácil acceso por el operario.




- Una vez colocado al herido perfilar el colchón según silueta paciente y darle forma para una inmovilización idónea, que bloquee cualquier movimiento inercial. Verificar la inmovilización de todos los puntos principales, cabeza, hombros, pelvis y miembros inferiores.

-Se aconseja la aplicación de un peso en el extremo del colchón donde va la cabeza, de este modo durante la descompresión la columna vertebral no sufrirá presión.

-Abrochar los cierres de liberación rápida, y tirar de las lengüetas de las cintas para que estas se ajusten lo máximo posible al contorno del colchón.

-Abrir la válvula de vacío y conectar tubo de aspirador de secreciones o de bomba de vacío manual. Una vez alcanzado el grado de descompresión deseado cerrar la válvula.



-Una vez el colchón esté listo para transporte, comprobar tanto las cintas de liberación rápida como los barbuquejos, para que sigan bien ajustados.

EXTRACCIÓN FUNDA

-Abrir la funda exterior desplazando el cursor por la cremallera desde los pies a la cabeza.



-Desenroscar el racor y la arandela siguiendo este orden.



ARANDELA

-Extraer el colchón del interior de la funda para su reparación.



LIMITATION OF LIABILITY

The warranty for this product is applicable for repairs, when the damages are not caused by improper handling or abuse or neglect by the user. Shipping charges for transport for repair are not covered. Product repair or refund of the amount will only be performed if the total damage and returning the defective FESA. In case of attempted repair by the customer the distributor not responsible for the arrangement and will be out of warranty.

WARRANTY PERIOD

PROMEBA ensures that your product is free from defects in material and workmanship. The warranty period is 2 years from date of shipment.

These models are designed to aid in the immobilization of patients with possible injuries or fractures.

Weight 6.65 kg

Max. load 150kg



IMPORTANT

- **The vacuum mattress is only for professional use**
- **Use it following the instructions in this manual**
- **Practice using the mattress before putting into service**
- **Must be used by at least two well-qualified workers, which may take up to four when transporting a patient requires it.**
- **If you pass the vacuum mattress include this manual for track maintenance.**
- **In case of lifting loads weighing more than 150kg., It is not possible using only the vacuum mattress, since it ensures good stability and a deformable support.**
- **Before any move to ensure the patient with quick release belt.**
- **Do not leave the patient without health care while being transported on the mattress.**

MAINTENANCE

Wash the mattress empty after each use. This will avoid cross-infection by secretions or debris. Cleaning is done with warm water and mild detergent, dry with a soft cloth. Disinfected with an appropriate product for blood (if necessary).

USE THE MATTRESS

Unpack the product and check all components received. If the mattress is damaged in shipping or save the package box and contact your dealer within 48 hours.


Staff must be qualified to determine the procedure and equipment appropriate to use.

There will be a minimum of 2 operators for the use of the mattress may

be needed to reach

4.

Check-uniformity of the granules inside the mattress, if it is over that of an unstable or irregularities, use of the mattress above the transportation table.



-Place the casualties, rescue operations or using a table spoon. Placing the patient's feet to the height of the vacuum tube, leaving it in a manner which is easily accessible by the operator.




-Once in place the injured shape the mattress according to patient silhouette and shape suitable for immobilization, blocking any inertial motion. Check the immobilization of all the main points, head, shoulders, pelvis and lower limbs.

- He advises the application of a weight on the end of the mattress where you head this way for spinal decompression will not suffer pressure.

- Fasten the quick release fasteners, and pull the tabs on the tape so that they fit as possible to the contour of the mattress.

- Open the valve and connect vacuum aspirator tube secretions or manual vacuum pump. After reaching the desired degree of relief to close the valve.



-Once the mattress is ready for transport, check both the quick release straps as barbuquejos to continue tight.

COVER REMOVAL

This series differs for convenience in being able to separate the internal chamber of the outer sleeve. While this is very useful when cleaning, replacement or repair.

-Open the outer sheath by moving the slide zipper from head to toe.



-Unscrew connector and washer.



WASHER

-Extract the mattress inside the sheath for repair.

